

Pólizas de mantenimiento preventivo



SPIN 120 y SPIN 200

Dos mantenimientos al año que incluyen:

- Limpieza exterior e interior del analizador.
- Limpieza de tarjetas electrónicas y sensores ópticos.
- Revisión y limpieza de computadora.
- Evaluación y ajuste de la intensidad de lámpara.
- Ajuste de sensibilidad de líquidos.
- Cambio general de mangueras del sistema de agua (internas y externas).
- Cambio general de mangueras de desecho (interna y externa).
- Revisión, limpieza y cambio de membranas de las dos bombas de agua. (Primer servicio)
- Limpieza y revisión de bombas de agua. (Segundo servicio)
- Limpieza y revisión de brazo y paleta de agitación.
- Revisión y lubricación de jeringa.
- Limpieza y revisión de cánula.
- Revisión, lubricación y verificación de baleros y ventiladores.
- Revisión y limpieza de unidad fotométrica.
- Revisión y ajuste de parámetros electrónicos.
- Verificación de llenado de sistema y pruebas mecánicas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)