

Pólizas de mantenimiento preventivo



SPIN 640, SPIN 640 PLUS



Dos Mantenimientos al año que incluyen:

- Limpieza y exterior del analizador.
- Limpieza de tarjetas electrónicas y sensores ópticos.
- Revisión y limpieza de computadora.
- Cambio de mangueras del sistema de agua (internas y externas).
- Cambio de mangueras de desecho (interna y externa).
- Limpieza de las cánulas de reactivo, muestra y brazo de lavado (R1 y R2).
- Limpieza de las paletas de agitación (R1 y R2).
- Limpieza de los pozos de lavado.
- Revisión y lubricación de jeringas de R1 y R2 y de muestra.
- Revisión y ajuste de ganancias fotométricas.
- Revisión y limpieza del módulo hidroneumático.
- Limpieza, revisión, lubricación y verificación de baleros y ventiladores.
- Limpieza del disco de reacción.
- Lavado de filtros de aire.
- Revisión y ajuste de parámetros electrónicos.
- Ajuste de sensibilidad de líquidos.
- Revisión y evaluación de las válvulas check.
- Verificación de llenado de sistema y pruebas mecánicas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.

Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)