

Pólizas de mantenimiento preventivo



SPIN 200E, SPIN 360E

Dos mantenimientos al año que incluyen:

- Limpieza exterior e interior del analizador.
- Limpieza de tarjetas electrónicas y sensores ópticos.
- Revisión y limpieza de computadora.
- Evaluación y ajuste de la intensidad de la lámpara.
- Cambio general de mangueras del sistema de agua (internas y externas).
- Cambio general de mangueras de deshecho (interna y externa).
- Limpieza, revisión y evaluación de las bombas de agua.
- Limpieza y revisión de paleta de agitación.
- Revisión y lubricación de jeringas (Reactivo y muestra).
- Limpieza y revisión de cánula.
- Limpieza y revisión del brazo de lavado.
- Limpieza de filtros de aire.
- Limpieza de la unidad fotométrica.
- Ajuste de sensibilidad de líquidos.
- Revisión y ajuste de parámetros electrónicos.
- Verificación de llenado de sistema y pruebas mecánicas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Mano de obra sin costo, en servicio correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)