

# Pólizas de mantenimiento preventivo



## SPIN 800M1



Dos Mantenimientos al año que incluyen:

- Limpieza y exterior del analizador.
- Limpieza de tarjetas electrónicas.
- Revisión y limpieza de equipo de computo.
- Cambio de mangueras del sistema de agua (internas y externas).
- Cambio de mangueras de desecho (interna y externa).
- Limpieza de las cánulas de reactivo, muestra y brazo de lavado (R1 y R2).
- Limpieza de las paletas de agitación (R1 y R2).
- Limpieza de los pozos de lavado.
- Revisión y lubricación de jeringas de R1 y R2 y de muestra.
- Registro de mantenimiento por software.
- Revisión y limpieza del módulo hidroneumático (bombas de vacío y agua).
- Limpieza, revisión, lubricación y verificación de baleros y ventiladores.
- Ajuste de posición y alineación de cánulas, paletas de agitación y mecanismos del modulo SDM.
- Revisión y ajuste de parámetros electrónicos.
- Ajuste de presión de la bomba de agua.
- Ajuste de sensibilidad de líquidos, cánulas de reactivo y muestras.
- Comprobación de lámpara.
- Comprobación de cubetas.
- Limpieza de unidad de reactivos y muestras.
- Verificación de llenado de sistema y pruebas mecánicas.
- Revisión y rellenado de nivel de anticongelante.
- Mantenimiento del modulo ISE.
- Lavado de bidón interno de agua.

Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)