

# Pólizas de mantenimiento preventivo



## Spincell 3

Analizador para Hematología.



Dos Mantenimientos al año que incluyen:

- Revisión de funcionamiento durante la inicialización.
- Revisión de movimientos mecánicos de sonda, fugas en el sistema fluídico, encendido del led HBG, funcionalidad de pantalla táctil e impresora.
- Calibración de pantalla táctil.
- Revisión de funcionamiento de válvulas y motores.
- Limpieza y lubricación de jeringas (muestra, lisante y diluyente) con grasa siliconada.
- Cambio de empaques de jeringas.
- Limpieza y enjuague de cámaras de recuento.
- Limpieza y lubricación de guías del mecanismo de cánula.
- Limpieza interna y externa de la cánula de muestra.
- Lubricación del mecanismo de jeringas.
- Limpieza de filtro de aire de la bomba de agitación.
- Cambio de mangueras del sistema fluídico (válvulas, bombas y reservorio de vacío).
- Cambio de mangueras de reactivos.
- Limpieza general interna y externa del analizador (sensores ópticos, tarjetas electrónicas, ventiladores, filtros de aire, tapas).
- Cauterización y limpieza de aperturas.
- Cebado de reactivos.
- Revisión de funcionamiento de todos los sistemas del equipo sea correcto (sistema fluídico, mecanismos, software)
- Ajuste de factores de calibración.
- Prueba de precisión del analizador y control de calidad.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.

Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)