

Pólizas de mantenimiento preventivo



Spincell 5, Spincell 5 plus y Spincell 5 compact

Dos Mantenimientos al año que incluyen:

- Revisión general del analizador.
- Pruebas de funcionalidad de: dispensado de diluciones, movimientos mecánicos de sonda, fugas en el sistema fluido, encendido del led HGB, encendido de laser.
- Revisar mediante software funcionamiento de válvulas y motores.
- Limpieza y lubricación de jeringas (muestra, lisante y diluyente, y jeringa de celda de flujo) con grasa siliconada.
- Cambio de empaques de jeringas.
- Limpieza y enjuague de cámaras de recuento y cámara sheath con alcohol.
- Limpieza y lubricación de guías del mecanismo de cánula.
- Limpieza interna y externa de la cánula de muestra (alcohol y cuerda).
- Lubricación de mecanismos de jeringas.
- Limpieza de filtro de aire de la bomba de agitación.
- Cambio de mangueras del sistema fluido.
- Cambio de mangueras de reactivos.
- Limpieza general interna y externa del analizador (sensores ópticos, tarjetas electrónicas, ventiladores, etc).
- Cebado de reactivos.
- Revisión limpieza y ajuste de celda de flujo.
- Realizar cauterización y limpieza de aperturas.
- Limpieza de canal de flujo.
- Revisión de la correcta clasificación de escatergramas y ajuste de láser en caso de ser necesario.
- Ajuste de factores de calibración.
- Pruebas de repetibilidad del analizador y control de calidad.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)