

Pólizas de mantenimiento preventivo



Spinlab 100 / 180



Dos mantenimientos preventivos al año que incluyen:

- Limpieza exterior e interior del analizador.
- Limpieza de tarjetas electrónicas y sensores ópticos.
- Cambio, instalación y ajuste de lámpara de 12V 20W.
- Limpieza y revisión de rueda de filtros.
- Ajuste de sensibilidad de líquidos.
- Limpieza y ajuste de unidad fotométrica.
- Cambio general de mangueras del sistema fluídico y vacío (bombas de fuelle, brazo de lavado, bomba de vacío).
- Limpieza, revisión, lubricación y cambio de membranas de bomba de vacío y bomba de agua.
- Limpieza, revisión y lubricación de brazo de reactivo, muestra y brazo de lavado.
- Limpieza externa, revisión y verificación general de la computadora.
- Limpieza, revisión y lubricación de mecanismo de pipetores.
- Revisión y lubricación de jeringas.
- Limpieza de cánulas de muestra, reactivo y brazo de lavado.
- Revisión de temperatura de cánula y de cubetas.
- Revisión de filtros de agua.
- Revisión, lubricación y verificación de baleros, motores y ventilador
- Revisión del sistema de agitación.
- Verificación de llenado de sistema.
- Verificación de blanco de rotor.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)