

Pólizas de mantenimiento preventivo



Spinlab S

Analizador Semi-automático

Dos mantenimientos preventivos al año que incluyen:

- Limpieza exterior e interior del analizador.
- Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas, fuente eléctrica y sensores ópticos.
- Limpieza y verificación de la celda de flujo.
- Ajuste de sistema óptico por software.
- Cambio del sipper de aspiración en el segundo servicio.
- Cambio de mangueras del sistema fluidico y de desecho.
- Cambio manguera bomba peristáltica.
- Pruebas de lectura y reproducibilidad.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)