

Pólizas de mantenimiento preventivo



NUEVO e-Spin 10 Analizador de Electrolitos

Dos mantenimientos preventivos al año que incluyen:

- Limpieza general del analizador.
- Limpieza y revisión de tarjetas electrónicas, fuente eléctrica y sensores ópticos.
- Pruebas de funcionalidad movimientos mecánicos de sonda, válvula y bomba peristáltica, revisión de fugas en el sistema..
- Cambio de manguera del sistema fluidico (válcula, cánula y desecho).
- Cambio manguera bomba peristáltica.
- Revisión general del analizador.
- Respuesta en un máximo de 48 horas.
- Contrato de prestación de servicio.
- Mano de obra sin costo, en servicios correctivos durante el periodo de validez de la póliza.



Garantías, pólizas, mantenimientos y soporte post venta están sujetos al consumo de reactivo SPINREACT.

Nota: No incluye viáticos, refacciones adicionales a esta póliza se cotizan por separado.

Solicite una cotización a su proveedor Spinreact o llame sin costo al 01 800 500 SPIN (7746)